

INSTRUCTIONS FOR USE
Rapid test for detection of viral infections
Bi-VirTest®

Intended use:

Bi-VirTest® is a rapid quantitative immunochromatographic test that helps to distinguish the cause of an incipient respiratory or other acute infection. The test is intended for near-patient testing.

Bi-VirTest® measures the level of MxA (myxovirus resistance protein A) in a capillary blood sample. MxA is produced in cells in response to elevated levels of antiviral interferons type I and III (1). Among other mediators of the immune response, it is significant for its activity against an unusually broad spectrum of viruses (2). Elevated MxA levels have been observed during infections with rhinovirus, influenza virus, human parainfluenza virus, coronavirus, respiratory syncytial virus, or human metapneumovirus (3). Its antiviral activity also includes some viruses causing infections beyond the respiratory tract (4; 5).

Clinical diagnosis is based on the fact that normal MxA level in blood is very low and increases specifically in response to acute viral infection (6). MxA increase occurs within hours and the highest concentration is reached within the first day of infectious disease (7; 8). In the presence of interferon, elevated levels are maintained. MxA is also very stable (half-life ~ 2.3 days). Bacterial infections do not increase MxA level (6). The clinical utility of this biomarker in the determination of infections of viral origin has been confirmed by numerous clinical studies (3; 9; 6; 10).

Indications:

Patients with general symptoms of acute infection including upper respiratory tract infection (within 3 days of onset of fever or 7 days of onset of symptoms, including respiratory symptoms) of bacterial or viral origin. The test may not be accurate in the following circumstances:

- Fever lasting more than 7 days.
- Immunodeficiency, or use of immunosuppressive drugs.
- Use of oral medications for infection.
- Within 30 days after vaccination with live virus vaccines.
- Use of interferons (e.g., to treat multiple sclerosis).
- Within 30 days after a major injury or surgery.

Packaging:

10 tests (catalog number BI005-10)

Contents:











- Test cassette 10x
- Lancet 12x
- UniSampler™ 10x
- RFID card 1x
- Lysis Buffer in 3-5ml bottle 1x
- Instructions for use 1x
- Wash Buffer in Unisampler™ 1x

WARNING: Contact with buffers (Lysis Buffer and Wash Buffer) may cause severe eye irritation. Contact for emergency situations (UK customers): National Poisons Information Service, Royal Infirmary of Edinburgh, Edinburgh EH16 4SA, tel.: +44 121 507 4123, 844 892 0111.

Materials and equipment required but not provided:

- Gloves, sterile swabs, disinfection
- Bi-Reader®


Test procedure:

WARNING: Wash Buffer must be applied exactly 4 to 5 minutes after the sample, otherwise the result may be invalid.


Capillary blood collection:

- Select a puncture site on the side of the finger belly.
- Ensure sufficient blood flow (by gently rubbing the hand or running it under warm water).
- Cleanse the selected site, allow the disinfection to act for a sufficient time, and let dry.
- Perform the finger prick with a disposable lancet.
- Wipe the first droplet with a sterile dry swab.
- Check that the blood droplet is large enough before collection. The formation of the droplet can be enhanced by light pressure. Do not squeeze with force!
- After collection, place a sterile dry swab at the puncture site.



Results readout using Bi-Reader®:

Place the cassette holder onto the used test cassette. The pin on the bottom of the holder must fit into the sample well.



Make sure the detection window on the bottom of the reader is clean and place the reader on the cassette holder. The slanted corner of the reader must face its counterpart on the holder.

1. Turn on the reader by pressing the button on the front. The reader runs a self-test, during which "WAIT" is displayed. If the reader can display the last result, it will now appear on the display. Confirm the result by briefly (< 1 s) pressing the button. After the beep, "ON" is displayed. Press the button again briefly*.
→
2. "RFID" appears on the display. Place a lot-specific RFID card provided with the test onto the top of the reader. This will upload the calibration data to the reader.
→
3. After the beep signal, "TEST" is displayed. Press the button to display "RUN". After the next beep signal, the MxA concentration in ng/ml is displayed.
→

*Note: If you want to use the automatic readout function after the incubation time of the test, press the button longer (>1 s) in step 1. After step 3, a countdown indication appears on the display (i.e., a repeated countdown from 9 to 0) and the result is displayed automatically after the incubation time. If you press the button during the countdown, the measurement is terminated.

Interpretation of results:

Test result (ng/ml)	MxA level	Acute viral infection	Symptoms of the disease	Recommendations about further diagnosis and use of antibiotics*
0–21	Normal	NO	Mild	Primarily NO, then according to the course of the disease + CRP test may be done.
			Severe	YES (CRP test immediately + use of antibiotics)
>21	Elevated	YES	Mild	Primarily NO, then according to the course of the disease + CRP test may be done.
			Severe	

* Important information: the MxA protein is an important marker of ongoing viral infection. However, the clinical condition of the patient and the results of any further investigations should always be taken into account when making a definitive diagnosis.

Analytical performance:

Sensitivity

The analytical sensitivity (lower limit of detection) is 4.5 ng/ml.

Measurement range

The measurement range is 5 ng/ml to 200 ng/ml. The calibration curve contained 6 points and the samples were measured in 8-fold determination.

Interfering substances

Interference was measured on MxA positive and negative samples in 5-fold determination. Low interference indicates a bias of more than 20%, medium interference more than 30% and high interference more than 50%.

Name of substance	Concentration	Interference	Name of substance	Concentration	Interference
Ampicillin-Na	1 mg/ml	None	Cyclosporine	5 µg/ml	Low
Biotin unconjugated	0.66 mg/ml	Low	Doxycycline Hyclate	5 µg/ml	Low
	3.5 µg/ml	High	Levodopa	30 µg/ml	None
	1.2 µg/ml	Medium	Phenylbutazone	0.1 mg/ml	None
	0.6 µg/ml	Low	Rifampicin	60 µg/ml	None
	0.1 µg/ml	Low	Theophylline	0.1 mg/ml	None
Biotin conjugated	60 mg/dl	Low			

Clinical performance:

Sensitivity and specificity

In a clinical study, 43 patients with symptoms of acute upper respiratory tract infection were evaluated. MxA levels obtained by Bi-VirTest® were compared with the evidence of viral infection in a respiratory sample by PCR (reference test). Based on a previous population-based study, MxA level 21 ng/ml was set as the cut-off value. The resulting sensitivity and specificity are 91.7% and 94.7%, respectively.


		Reference test		
		Positive	Negative	Total
Bi-VirTest®	Positive	22	1	23
	Negative	2	18	20
	Total	24	19	43

Storage and other information:

- Appropriate protective equipment (gloves) must be worn when working with the test and during blood collection.
- Store at 2-8 °C, out of direct sunlight.
- Keep out of the reach of children.
- Once opened, the cassette must be used immediately.
- Open buffers (Lysis Buffer and Wash Buffer) must be stored under the storage conditions specified for the entire kit and can be used for the entire shelf life.
- The product can be used only if the packaging is not damaged. Do not use damaged parts of the test.
- The test cassette, empty UniSampler™, and lancet are intended for single use.
- Dispose of the used material (cassette and lancet) as infectious waste. Residual buffers must be disposed of as hazardous waste.
- Read the result only with the Bi-Reader® and its accessories recommended by the test manufacturer.
- The values of MxA protein correspond to the standard MxA Protein Human HEK293 (BioVendor - Laboratorní medicína a.s., Czech Republic).
- Any serious adverse events related to the product (e.g. serious deterioration of health) shall be reported to the manufacturer and local competent authority if required by local regulations.

Literature:

- Zav'yalov VP et al. 2019. Interferon-Inducible Myxovirus Resistance Proteins: Potential Biomarkers for Differentiating Viral from Bacterial Infections. Clin Chem. 65(6): 739-750.
- Michell PS et al. 2014. An evolutionary perspective on the broad antiviral specificity of MxA. Curr Opin Microbiol. 16(7):493-499.
- Toivonen L et al. 2015. Blood MxA protein as a marker for respiratory virus infections in young children. J Clin Vir. 62: 8-13.
- Schneider-Schaulies S et al. 1994. Cell type-specific MxA-mediated inhibition of measles virus transcription in human brain cells. J Virol. 68(11):6910-6917.
- Frese M et al. 1996. Inhibition of bunyaviruses, phleboviruses, and hantaviruses by human MxA protein. J Virol. 70(2):915-923.
- Nakabayashi M et al. 2006. MxA-based recognition of viral illness in febrile children by a whole blood assay. Pediatr Res. 60(6):770-4.
- Ronni T et al. 1993. Control of IFN-inducible MxA gene expression in human cells. J Immunol. 150(5):1715-1726.
- Abrahams ME et al. 1995. IFN-α induces MxA gene expression in cultured human corneal fibroblasts. Exp Eye Res. 60(2):137-142.
- Engelmann I et al. 2015. Diagnosis of viral infections using myxovirus resistance protein A (MxA). Pediatrics. 135:e985-93.
- Sambursky R et Shapiro N. 2015. Evaluation of a combined MxA and CRP point-of-care immunoassay to identify viral and/or bacterial immune response in patients with acute febrile respiratory infection. Eur Clin Respir J. 2:28245.



Producer: Bioinova, a.s.
 Videnska 1083
 142 00 Prague 4 – Krc
 Czech Republic
www.bioinova.cz

MODE D'EMPLOI

Test rapide de détection des infections virales

Bi-VirTest®

Destination :

Test immunochromatographique quantitatif rapide qui aide à distinguer la cause d'une infection respiratoire naissante ou d'une autre infection aiguë. Le test est conçu pour être utilisé en tant que dispositif de diagnostic près du patient.

Le Bi-VirTest® mesure le niveau de MxA (protéine A de résistance aux myxovirus) dans un échantillon de sang capillaire. Cette protéine est produite dans les cellules en réponse à des niveaux élevés d'interférons antiviraux de type I et III. (1). Parmi les autres médiateurs de la réponse immunitaire, elle se distingue par son activité contre un spectre exceptionnellement large de virus (2). Des taux élevés ont été observés lors d'infections par le rhinovirus, l'influenzavirus, le parainfluenzavirus humain, le coronavirus, le virus respiratoire syncytial ou le métapneumovirus humain (3). L'activité antivirale concerne également un certain nombre d'autres virus provoquant des infections en dehors des voies respiratoires (4 ; 5).

Le diagnostic clinique s'appuie sur le fait que les niveaux de protéine MxA dans le sang sont très faibles au repos et augmentent spécifiquement en réponse à une infection virale aiguë (6). L'augmentation se produit en quelques heures et la concentration la plus élevée est atteinte au cours du premier jour d'une maladie infectieuse (7 ; 8). En présence d'interféron, les niveaux élevés sont maintenus et la protéine est également très stable (demi-vie ~ 2,3 jours). (6). L'utilité clinique de ce marqueur dans le diagnostic des infections d'origine virale a été confirmée par un certain nombre d'études cliniques (3 ; 9 ; 6 ; 10).

Indications :

Patients présentant des signes cliniques généraux d'infection aiguë, y compris une infection des voies respiratoires supérieures (dans les 3 jours suivant l'apparition de la fièvre ou dans les 7 jours suivant l'apparition des symptômes, y compris des symptômes respiratoires) d'origine bactérienne ou virale. Le test peut ne pas être précis dans les circonstances suivantes :

- Fièvre durant plus de 7 jours.
- Prise de médicaments oraux contre l'infection.
- Manque d'immunité ou utilisation de médicaments immunosuppresseurs.
- Dans les 30 jours suivant une vaccination avec des vaccins à virus vivants.
- Prise d'interféron (par exemple pour traiter la sclérose en plaques).
- Dans les 30 jours suivant une blessure ou une intervention chirurgicale majeure.

Emballage :

10 tests (numéro de catalogue BI005-10)

Contenu :

- Cartouche de test 10x
- Lancette 12x
- UniSample™ 10x
- Carte RFID 1x
- Lysis Buffer en flacon de 3-5ml 1x
- Mode d'emploi 1x
- Wash Buffer dans l'Unisampler™ 1x

ATTENTION : La solution (Lysis Buffer et Wash Buffer) peut provoquer une grave irritation des yeux en cas de contact. Numéro de téléphone d'urgence: ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Le matériel et l'équipement requis ne sont pas inclus :

- Gants, écouvillons stériles, désinfectant
- Bi-Reader®

Exécution du test :

L'UniSampler™ est composé de 2 parties : un récipient et un capuchon avec un double capillaire pour le prélèvement du sang.

Verser 6 gouttes de solution Lysis Buffer dans le récipient d'un passeur d'échantillons vide.

Faire une piqûre sur le bout du doigt (voir la procédure de collecte ci-dessous). Mettre l'extrémité du capillaire en contact avec la goutte.

Attendez que les deux parties du capillaire soient remplies de sang.

Insérer le capillaire sanguin dans le récipient et appuyer fermement pour fermer complètement le récipient.

Agiter l'UniSampler™ dans un mouvement vertical vigoureux pour permettre au sang de s'écouler dans le récipient et de se mélanger à la solution.

Retirer le bouchon.

Faire tourner l'UniSampler™ et presser doucement 2 gouttes sur le site d'échantillonnage de la cartouche de test.


Après 4 minutes, appliquer 2 gouttes de solution Wash Buffer sur le site d'échantillonnage.

Après 11 minutes, lire le résultat sur le lecteur (voir procédure de lecture ci-dessous).

ATTENTION : La solution Wash Buffer doit être appliquée exactement 4 à 5 minutes après l'application de l'échantillon, sous peine d'invalider le résultat.


Prélèvement de sang capillaire :

1. Sélectionnez le site d'injection sur le bout du doigt.
2. Assurez un apport sanguin suffisant (en frottant doucement avec les mains ou de de l'eau chaude).
3. Désinfectez le site d'injection, observez la durée d'action et laissez sécher.
4. Effectuez la ponction à l'aide d'une lancette jetable.
5. Essuyer la première goutte avec un écouvillon stérile sec.
6. Vérifiez que la goutte de sang est suffisamment grosse avant le prélèvement. La formation de la goutte peut être favorisée par une légère pression. Ne pas presser avec force !
7. Après le prélèvement, appliquez un écouvillon stérile sec sur le site d'injection.




Lecture des résultats sur le Bi-Reader® :

Placez le porte-cartouche sur la cartouche de test utilisée. Le mandrin situé à la base du porte-cartouche doit s'insérer dans le trou de l'échantillon.




Veillez à ce que la fenêtre de détection située à la base du lecteur soit dégagée et placez ce dernier sur le support de cassette. Le coin biseau du lecteur doit faire face au coin biseau du support.


1. Allumez le lecteur en appuyant sur le bouton situé sur la face avant. Le lecteur effectue un test de contrôle pendant lequel le message « WAIT » s'affiche. Si le lecteur peut afficher le dernier résultat, celui-ci apparaît alors sur l'écran. Confirmez le résultat en appuyant brièvement sur le bouton (< 1 s). Après le bip, « ON » s'affiche. Appuyez à nouveau brièvement* sur le bouton.



2. Le message « RFID » s'affiche sur l'écran. Placer la carte RFID fournie sur le dessus du lecteur avec l'étiquette correspondant au lot de Bi-VirTest® utilisé. Les données d'étalonnage correspondantes seront ainsi téléchargées dans le lecteur.



3. Après le bip, « TEST » s'affiche, appuyez sur le bouton et « RUN » s'affiche. Après le bip suivant, la concentration de la protéine MxA en ng/ml s'affiche.



* Note : Si vous souhaitez utiliser la fonction de lecture automatique après la période d'incubation du test, appuyez sur la touche **longue** (>1 s) à l'étape 1. Après l'étape 3, une indication de compte à rebours (c'est-à-dire un compte à rebours répété de 9 à 0) apparaît à l'écran et le résultat s'affiche automatiquement une fois le temps d'incubation écoulé. Si l'on appuie sur le bouton pendant que la minuterie est en cours, la mesure est interrompue.

Interprétation des résultats :

Résultat du test (ng/ml)	Niveau MxA	Infection virale aiguë	Symptômes de la maladie	Recommandations concernant la poursuite du diagnostic et l'utilisation de l'ATB*
0-21	Normal	NON	Légères	D'abord NON, puis en fonction de l'évolution + possibilité de CRP
			Sévère	OUI (CRP immédiate + déploiement de l'ATB)
>21	Elevé	OUI	Légères	D'abord NON, puis en fonction de l'évolution + possibilité de CRP
			Sévère	

* **Information importante** : la protéine MxA est un marqueur important d'une infection virale en cours. Cependant, l'état clinique du patient et les résultats des examens complémentaires doivent toujours être pris en compte lors de l'établissement d'un diagnostic définitif.

Performances analytiques :

Sensibilité

La sensibilité analytique (limite inférieure de détection) est de 4,5 ng/ml.

Plage de mesure

La plage de mesure est comprise entre 5 ng/ml et 200 ng/ml. La courbe d'étalonnage contient 6 points et les échantillons ont été mesurés à 8 reprises.

Substances interférentes

L'interférence a été mesurée sur des échantillons positifs et négatifs de MxA à 5 reprises. Une faible interférence indique un biais de plus de 20 %, une interférence moyenne de plus de 30 % et une forte interférence de plus de 50 %.

Nom de la substance	Concentration	Interférence	Nom de la substance	Concentration	Interférence
Ampicilline-Na	1 mg/ml	Aucun	Cyclosporine	5 µg/ml	Faible
Biotine non conjuguée	0,66 mg/ml	Faible	Doxycycline hyclate	5 µg/ml	Faible
	3,5 µg/ml	Élevée	Levodopa	30 µg/ml	Aucun
	1,2 µg/ml	Moyen	Phénylbutazone	0,1 mg/ml	Aucun
	0,6 µg/ml	Faible	Rifampicine	60 µg/ml	Aucun
	0,1 µg/ml	Faible	Théophylline	0,1 mg/ml	Aucun
Biotine conjuguée	60 mg/dl	Faible			

Performances cliniques :

Sensibilité et spécificité

Dans une étude clinique, 43 patients présentant des symptômes d'infection aiguë des voies respiratoires supérieures ont été évalués. Les niveaux de protéine MxA déterminés par le Bi-VirTest® ont été comparés à la preuve d'une infection virale dans un échantillon respiratoire par PCR (test de référence). Sur la base d'une étude antérieure basée sur la population, un niveau de protéine MxA de 21 ng/ml a été fixé comme valeur limite. La sensibilité obtenue est de 91,7 % et la spécificité de 94,7 %.

	Test de référence			
	Positif	Négatif	Total	
Bi-VirTest®	Positif	22	1	23
	Négatif	2	18	20
	Total	24	19	43

Stockage et autres informations :

- Un équipement de protection approprié (gants) doit être porté lors de l'utilisation du test et du prélèvement de sang.
- Conserver à 2-8 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Une fois ouverte, la cartouche doit être utilisée immédiatement.
- La solution (Lysis Buffer et Wash Buffer) ouverte doit être conservée dans les conditions de stockage spécifiées pour l'ensemble du kit et peut être utilisée pendant toute sa durée de conservation.
- Le produit ne peut être utilisé que si l'emballage n'est pas endommagé. N'utilisez pas les parties endommagées du test.
- La cartouche de test, l'UniSampler™ vide et la lancette sont conçus pour un usage unique.
- Éliminez le matériel usagé (cartouche et lancette) avec les déchets infectieux. Les solutions résiduelles doivent être éliminées comme des déchets dangereux.
- Lire le résultat uniquement avec le Bi-Reader® et ses accessoires recommandés par le fabricant du test.
- Tout événement indésirable grave lié au produit (par exemple, une grave détérioration de la santé) doit être signalé au fabricant et à l'autorité nationale de contrôle des médicaments.
- Les valeurs de la protéine MxA correspondent au standard MxA Protein Human HEK293 (BioVendor - Laboratorní medicína a.s., République tchèque).
- Tout événement indésirable grave lié au produit (par exemple, une grave détérioration de la santé) doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente locale si la réglementation locale l'exige.

Bibliographie :

1. **Zav'yalov VP et al.** 2019. Interferon-Inducible Myxovirus Resistance Proteins: Potential Biomarkers for Differentiating Viral from Bacterial Infections. Clin Chem. 65(6):739-750.
2. **Michell PS et al.** 2014. An evolutionary perspective on the broad antiviral specificity of MxA. Curr Opin Microbiol. 16(7):493-499.
3. **Toivonen L et al.** 2015. Blood MxA protein as a marker for respiratory virus infections in young children. J Clin Vir. 62: 8-13.
4. **Schneider-Schaulies S et al.** 1994. Cell type-specific MxA-mediated inhibition of measles virus transcription in human brain cells. J Virol. 68(11):6910-6917.
5. **Frese M et al.** 1996. Inhibition of bunyaviruses, phleboviruses, and hantaviruses by human MxA protein. J Virol. 70(2):915-923.
6. **Nakabayashi M et al.** 2006. MxA-based recognition of viral illness in febrile children by a whole blood assay. Pediatr Res. 60(6):770-4.
7. **Ronni T et al.** 1993. Control of IFN-inducible MxA gene expression in human cells. J Immunol. 150(5):1715-1726.
8. **Abrahams ME et al.** 1995. IFN-α induces MxA gene expression in cultured human corneal fibroblasts. Exp Eye Res. 60(2):137-142.
9. **Engelmann I et al.** 2015. Diagnosis of viral infections using myxovirus resistance protein A (MxA). Pediatrics. 135:e985-93.
10. **Sambursky R et Shapiro N.** 2015. Evaluation of a combined MxA and CRP point-of-care immunoassay to identify viral and/or bacterial immune response in patients with acute febrile respiratory infection. Eur Clin Respir J. 2:28245.



Producteur: Bioinova, a.s.
 Videnska 1083
 142 00 Praha 4 – Krc
 République tchèque
www.bioinova.cz

